

PASURIRE (パスリル) の使い方



▶ 使い方動画はこちら → <https://youtu.be/Wn6i1YXzqPI>

パスリルは、1台に8つの機能を搭載した。美肌ケアと小顔メイクのためのオールインワン美顔器です。特殊な『ラジオ波』と『赤色LEDライト』搭載し、お肌の代謝UPとリフトUPが可能です。さらに生活防水機能が加わったため、浴室での使用やスチーマーとの併用、水洗いが可能となりました。これまでに無かった豊富な機能を、1台に詰め込んだパスリルで、本格的なフェイシャルケアをお楽しみ下さい。

《注意事項》

- ▶ **CL** モードをご使用の際は、**精製水** または **化粧水** を **コットン** に塗布してご使用下さい。
- ▶ **RF** モードをご使用の際は、必ず同梱の **パスリルジェル** をご使用下さい。
- ▶ **EMS** モードをご使用の際は、**精製水** または **化粧水** を **コットン** に塗布してご使用下さい。または、同梱の **パスリルジェル** をご使用下さい。
- ▶ **P** モードでエレクトロポレーションを行う場合は、ポレーション美容液 をご使用下さい。エレクトロポレーションを行わない場合は、**精製水** または **化粧水** を **コットン** に塗布してご利用になるか、同梱の **パスリルジェル** をご使用下さい。

CL **RF** モード：毎日使用可能。 **EMS** モード：2日に1回。 **P** モード：3日に1回のスペシャルケアです。各メニュー **5分間** 使用して下さい。(5分で自動停止するようになっています。)

《充電について》

充電ランプが早い点滅状態から、充電が完了するまで約2時間かかります。RFモードで使用した場合は約10回、EMSモードでは約50回使用できます。



表示	状態
点灯	充電中
点滅	電池残量少ない
早い点滅	要充電

《ご使用 STEP》

あくまでも推奨のSTEPです。どんな順番で行っても、どれか一つだけのご使用でも問題ありません。日々継続することでお肌は変わってきます。

- ① **CL** モード
エレクトロクレンジング
+イオン導入+ミリカレント
 - ◆クレンジングや洗顔では落としきれない、**毛穴のマイクロな汚れ***を取り除きます。
*ファンデーションや化粧カス、排気ガス、古い角質など。
 - ◆導入用美容液をお使いになることで、**イオン導入**も同時に行えます。
 - ◆さらに、**細胞の状態を正常化**していく働きがある、**ミリカレント**を同時発信。
- ② **RF** モード
ラジオ波+赤色LED
 - ◆RF(ラジオ波)で**お肌の深部まで温める**事により、お顔のたるみ解消などの効果が期待できます。
 - ◆血流が促進され表情筋を緩ませることで、リフトアップや小顔効果を促進します。
 - ◆細胞活性により、**シワや色素沈着の抑制**が期待できる、**赤色LED**を同時照射。
- ③ **EMS** モード
PDM波+赤色LED
 - ◆痛みのない特殊波形で、お肌の深部から広範囲の顔筋トレーニングが可能。
 - ◆日頃使っていない顔の表情筋を動かすことで、**小顔・リフトアップ・たるみ二重あごの改善**などの効果が期待できます。**赤色LED**を同時照射。
- ④ さらにスペシャルケアを行う場合は **P** モード
パスリル波+赤色LED
+エレクトロポレーション
 - ◆特殊複合波形**パスリル波**にエレクトロポレーションと**赤色LED**を融合させた、1モード3役のスペシャルケアモードです。
 - ◆コットンにポレーション美容液を塗布することで、**表情筋を運動**させ、ながら**エレクトロポレーション**としても使えるスペシャルモードです。

《基本のご使用方法》

